



elements™ Connect & Apex Connect

Motore endodontico cordless e rilevatore apicale elettronico

Connessione continua. Maggiore sicurezza.

Più sicurezza nella sagomatura endodontica grazie ai dispositivi intuitivi elements Connect e Apex Connect. Il sistema interconnesso, progettato per un funzionamento combinato senza soluzione di continuità, aumenta la sicurezza per il paziente semplificando al tempo stesso le procedure cliniche.

elements™ Connect e Apex Connect

Un sistema interconnesso



Doppio indicatore luminoso

Gli indicatori luminosi intuitivi integrati nel manico del motore e nella sonda per strumento a clip Apex, assicurano una maggiore visibilità per una sagomatura endodontica più sicura.



Sicurezza per il paziente

La spia intelligente, intuitiva e facilmente visibile, gli indicatori acustici e un grande display luminoso avvisano l'operatore al raggiungimento dell'apice. Può essere utilizzato come soluzione indipendente o come sistema collegato.



Comfort mobile

Questo sistema interconnesso è facilmente trasportabile da una sala operativa all'altra; design leggero, ergonomico e cordless.



Movimenti versatili

Grazie ai movimenti adattativi, reciprocanti e rotanti riuniti in un unico dispositivo elements Connect consente agli studi odontoiatrici di continuare a utilizzare le loro tecniche e i loro protocolli clinici.

Preimpostazione

9 impostazioni predefinite per strumenti Kerr, 1 impostazione per movimento reciprocante e 4 impostazioni personalizzabili.

Uso continuo



Due batterie rimovibili integrate assicurano all'operatore di disporre sempre di una batteria carica per completare le procedure in sicurezza e senza interruzioni.



Accuratezza integrata

La funzione di autocalibrazione automatica di Apex Connect, che si attiva ad ogni accensione del dispositivo, garantisce misurazioni accurate.

Sagomatura sicura

Visualizzazione in tempo reale delle informazioni sulla lunghezza di lavoro durante le procedure, grazie a un indicatore luminoso intelligente che cambia colore e a indicatori acustici che si attivano al raggiungimento dell'apice.



Informazioni per l'ordine

elements Connect

815-1801	Kit motore cordless elements Connect
815-1906	Adattatore CA/CC elements Connect
815-1908	Contrangolo elements Connect
815-1909	Base di ricarica elements Connect
815-1910	Batteria elements Connect

Apex Connect

815-1803	Kit Apex Connect
815-1907	Adattatore CA/CC Apex Connect
815-1912	Cavo sonda Apex Connect
815-1913	Gancio labiale Apex Connect
815-1914	Adattatore per sonda per strumento Apex Connect
815-1915	Sonda A per strumento Apex Connect
815-1916	Sonda B per strumento Apex Connect
815-1917	Batteria di ricambio Apex Connect

Cavo di alimentazione

815-1805	Cavo di alimentazione elements/Apex Connect
----------	---



Per maggiori informazioni scansionate il codice QR oppure visitate il sito to.kerrdental.com/it/elements-connect-apex-connect

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni endodontiche Kerr rivolgetevi al proprio rappresentante di zona Kerr

